



125250

Tork podložky na lůžka Advanced

Zajistěte ochranu lehátka pro pacienty jednorázovými Tork podložkami na lůžka v kvalitě Advanced. Perforované podložky na lůžka v roli jsou ideální k zajištění vysoké úrovně hygieny v oblasti zdravotnictví. Role lze používat v Tork zásobníku na podložky na lůžka.

- Perforace pro snadné odtrhávání a kontrolu spotřeby
- Lepší odolnost a vyšší komfort díky dvěma vrstvám

125250

Tork podložky na lůžka Advanced

Údaje o produktu

| | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| Systém C1 | Délka role 50 m | Šířka role 50 cm |
| Průměr role 13.2 cm | Počet útržků 132 | Délka útržku 37.8 cm |
| Vnitřní průměr dutinky 3.7 cm | Vrstva 2 | Počet útržků 132 |
| Barva Bílá | | |

Certifikáty produktů



Kompatibilní produkty



[129184](#)
Tork zásobník na
podložky na lůžka

Dodací údaje

| | Spotřebitelské jednotky (CON) | Přepravní jednotka (TRP) | Paleta (PAL) |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| EAN | 7322540117288 | 7322540117295 | 7322540282931 |
| Obalový materiál | Plastic | Carton | |
| Kusů | 1 | 9 (9 CON) | 216 (24 TRP) |
| Celková hmotnost | 916 g | 8.9 kg | 212.45 kg |
| Výška | 500 mm | 524 mm | 2246 mm |
| Délka | 131 mm | 407 mm | 1200 mm |
| Šířka | 131 mm | 407 mm | 800 mm |
| Čistá hmotnost | 850 g | 7.6 kg | 183.6 kg |
| Objem | 8.58 dm ³ | 86.8 dm ³ | 2.08 m ³ |